

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная скорость вращения: ~40 оборотов/мин.

Напряжение: 12 В

Мощность: 24 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Массажная подушка - 1 шт.
2. Сетевой адаптер – 1 шт.
3. Адаптер питания от «прикуривателя» автомобиля — 1 шт.
4. Инструкция - 1 шт.

Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

www.tz66.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69

Тел. +7 (343) 374-18-00

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку массажной подушки BM-NT038. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной. Массажная подушка BM-NT038 предназначена для массажа различных частей тела, однако наиболее эффективна для массажа шеи и воротниковой зоны.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Массажные ролики
2. Кнопка включения/выключения
3. Гнездо питания
4. Сетевой адаптер
5. Шнур питания от «прикуривателя» автомобиля



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте штекер сетевого адаптера(4) в гнездо питания(3).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (2) один раз - включится режим массажа с прогревом. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ два раза - включится режим массажа в обратном направлении с прогревом. При нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ три раза - включится режим массажа без прогрева.
4. По окончании сеанса массажа нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Затем выньте вилку из розетки.



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30 МИНУТ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ВО ВРЕМЯ СНА И НЕ ЗАСЫПАЙТЕ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ПРИ ЛЮБОМ НЕДОМОГАНИИ.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажную подушку при плохом самочувствии, если испытываете дискомфорт и боль.
2. Выберите удобное положение тела, вам должно быть комфортно (массаж в неудобной позе может навредить).
3. Беременным женщинам, детям и больным людям не рекомендуется использовать массажную подушку.
4. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
5. Не рекомендуется при онкологии, остеопорозе четвертой степени, менструации, первые шесть месяцев после инфаркта, инсульта и установки кардиостимулятора.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C.
2. Храните массажёр вдали от воды, не допускайте попадание на массажёр воды или другой жидкости. Не используйте прибор на улице, в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. и пыльной среде.
3. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
4. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
5. Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после его эксплуатации, а также перед чисткой.
6. Храните массажёр в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Однако компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.
4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Роликовая массажная подушка с инфракрасным прогревом
Модель	BM-HT038
Дата продажи	«___» _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя